

ОхуФоам



Готовый к применению продукт для обработки сосков перед доением с активными веществами для быстрого уничтожения болезнетворных микроорганизмов на коже сосков наряду с оптимальными ухаживающими свойствами.

Преимущество продукта

- Быстрый и широкий спектр уничтожения**

Активная формула за 15 секунд эффективно убивает дукта обесцвечивает хорошую патогенные микроорганизмы вызывающие мастит.

- Превосходный результат очистки**

Применяется в виде пены и при этом обеспечивается из органически активных веществ. превосходный результат очистки сосков вымени. Остатки продукта легко удаляются с кожи соска.

- Комбинированный уход за кожей сосков**

В состав продукта входит глицерин для предотвращения раздражения кожи, также содержится витамин С, который участвует в восстановлении кожи.

- Хорошо виден на сосках**

Оптимальная вязкость обеспечивает хорошую видимость во время погружения на соски вымени.

- Безопасный остаток**

Не представляет угрозу для загрязнения молока, состоит из органически активных веществ.



OxyFoam

Средство для обработки сосков перед доением

Применение

 Продукт поставляется в готовом к применению жидким виде

Расход средства на одну обработку вымени окунанием в виде пены составляет 2 - 4 мл, при ручном и автоматическом опрыскивании 9 - 14 мл.

  Перед доением окунуть или обрызгать каждый сосок. После 15-30 сек вытереть на сухо. Использовать для каждой коровы отдельную салфетку.

Хранить в защищенном от холода и солнечных лучей местах в плотно закрытой канистре. При правильном хранении годен в течении 12 месяцев.



Свойства продукта

Продукт не является лекарственным средством. Основной состав: перекись водорода, глицерин, аскорбиновая кислота, очищенная вода.

Плотность: 1,017 гр/см³ при 25 °C.
рН - среды: 3,6 - 5,3.

Эффективность продукта против бактерий

Исследование продукта на скорость и степень уничтожения микроорганизмов за 15 секунд

Бактерии Продукт	Стафилококки	Кишечная палочка	Стрептококки
OxyFoam в % за 15 сек	91,6	99,5	95,2

Дополнительная информация

Для более детальной информации обращайтесь к нам на электронную почту: tehnomilk63@yandex.ru

Информация для заказа

Артикул	Продукт	Вид упаковки	Масса
3624-5232-000	OxyFoam	канистра	20 кг
3624-5235-000	OxyFoam	бочка	200 кг
3624-5236-000	OxyFoam	контейнер	1000 кг



ООО «ТехноМилк»

443548, Самарская обл. Волжский р-он,
пгт Смышляевка, тер-я СМП-854

тел: 8 927 908-17-20

email: tehnomilk63@yandex.ru

web: tehnomilk63.ru